

## PROPOSTA COMERCIAL

### FORNECEDOR

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.  
ENDEREÇO: RUA LÍDIO OLTRAMARI N.º 1.796 CEP: 85.503-381  
TELEFONE: (046) 3224-7700 E-MAIL: [licitacao@1000medic.com.br](mailto:licitacao@1000medic.com.br)  
CIDADE: PATO BRANCO ESTADO: PR  
CNPJ: 05.993.698/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 90.299.584-64

### CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA  
CNPJ: 47.969.134/0001-89  
CIDADE: FRANCA/SP  
A/C: SETOR DE COMPRAS

MODALIDADE: COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS N.º 004/2022  
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) DIAS

### EQUIPAMENTO



*\*imagem ilustrativa*

#### BOMBA INJETORA DE CONTRASTES SINO ANGIO HEMODINÂMICA

- MARCA/FABRICANTE: SINO MDT
- MODELO: SINO ANGIO
- REGISTRO ANVISA: 80207450007
- QUANTIDADE: 01 (Uma) Unidade

### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR DO EQUIPAMENTO: R\$ 124.000,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil Reais);

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Via Depósito;

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0495-2 CC 30208-2

GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 24 (Vinte e Quatro) meses (exceto por uso inadequado);  
Despesas de Instalação e Aplicação por conta do FORNECEDOR, pelo período de 1 (um) dia com tempo estimado e no limite de 8 horas durante horário comercial (sendo 2 horas de instalação e 6 horas de aplicação);

Frete CIF para envio do equipamento.

## DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO

**OBS:** O produto é aplicável apenas para a injeção de contraste para a angiografia. Esta série de produto não pode ser utilizada em conjunto com a tomografia computadorizada ou dispositivo para ressonância magnética. O usuário deste produto deve ser em tempo integral da equipe médica com o conhecimento médico e as experiências clínicas nos campos correspondentes.

Campo de aplicação do produto: departamentos de cardiologia e cirurgia.

## CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

- A compatibilidade com a seringa de 150 ml de alta capacidade permite que o produto satisfaça as necessidades de injeção.
- A faixa ajustável da taxa de injeção é ampla, SinoAngio-1200: / 0-50ml / s, SinoAngio-600: 0-25ml / s.
- No máximo 120 protocolos de injeção podem ser ajustados e armazenados.
- Na maioria das oito fases de injeção podem ser definidas para cada plano para atender a vários requisitos clínicos (injeção multi-fase, etc.).
- A tela é colorida e de grande porte; interfaces gráficas são exibidas diretamente; a tela touch screen responde ao toque da operação em tempo real; e as operações são convenientes.
- A luz indicadora de LED na parte da extremidade da peça de mão se transforma luminescente durante a injeção, o que reflete diretamente o estado do injetor.- A proteção da confirmação da descarga de ar é usada para lembrar operadores para retirar o ar da seringa e tubulação; caso contrário, a injeção não pode prosseguir. Multi-proteções estão disponíveis e o risco de embolia gasosa pode ser eficazmente prevenida.
- Tem a proteção exclusiva do sensor de inclinação e fornece mais uma proteção para evitar embolia aérea;
- Um detector de pressão monitores de pressão independentes no interior da seringa. Se o valor limite de pressão predefinida for excedido, a injeção será pausada automaticamente com um alarme de som luz para proteger eficazmente a segurança do paciente.
- Módulos de hardware de alta qualidade suportam o cabo do console, enquanto 20 cm.
- Função "um toque": Os dois botões de "to the end" e "back to the start" simplificam muito a preparação do medicamento e melhoram a eficiência.
- O botão [DELETE] na interface do protocolo facilita muito os usuários na elaboração de planos multi-passo.

## COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DO EQUIPAMENTO



Composição estrutural do SinoAngio-1200

## ACESSÓRIOS DE USO EXCLUSIVO PARA O EQUIPAMENTO

- Interruptor de mão
- Pedal interruptor
- Cabo de Comunicação (Console Local)
- Cabo de energia
- Fio terra
- Proteção da seringa
- Kit de seringa

## DESEMPENHO ESSENCIAL

- Este produto pode usar a seringa esterilizada descartável 150 ml de especificação e modelo designado, bem como os seus acessórios.;
- Gama de volume da solução injetável: 0-150ml, incremento de 1 ml.;
- Precisão do volume de injeção:  $\leq \pm 2\text{ml}$  ou  $\pm 5\%$  (obter o maior um dos dois);
- Faixa de taxa de injeção: SinoAngio-1200: 0.1-50ml/s com um incremento de 0,1 ml/s.;
- A precisão da velocidade de injeção:  $\leq \pm 1\text{ml}$  ou  $\pm 5\%$  (obter o maior um dos dois);
- Faixa da pressão de injeção: SinoAngio-1200: 100-1200 Psi com um incremento de 1PSI. A unidade pode ser convertida entre Psi e Kpa.;
- Precisão da pressão de injeção:  $\leq \pm 14.5\text{Psi}$  (0.1MPa) ou  $\pm 10\%$ , se obter o maior um dos dois.;
- Se a pressão de injeção exceder o valor definido de proteção, o dispositivo envia um som e/ou luz de alarme e exibe a janela de alarme.;
- Taxa de tentativa de injeção: 0,1 a 3,0 ml/s, valor padrão: 3 ml/s.;
- Volume de tentativa de injeção: 0,1 a 5,0 ml, valor padrão: 3,0 ml.;
- No máximo 120 protocolos podem ser ajustados e armazenados, e oito fases podem ser definidas para cada protocolo.

## CONTATOS COMERCIAIS

Para maiores esclarecimentos em relação as condições da proposta favor contatar nosso departamento comercial conforme dados abaixo:

### Setor Comercial – Thaís Fernandes

(46) 3224-7700 | WhatsApp: (46) 9 8814-0484 – E-mail: [licitacao@1000medic.com.br](mailto:licitacao@1000medic.com.br)

## OUTROS

Declaramos ainda, que concordamos com todos os termos do edital e que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, impostos e demais encargos necessários para o atendimento do objeto desta licitação.

Pato Branco, 21 de Julho de 2022

  
Tatiana Trevisan  
RG: 715.938 SSP/MTC  
CPF: 534.903.201-15  
Sócia – Administradora

05.993.698/0001-071  
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP.  
DE MEDICAMENTOS LTDA  
RUA LÍDIO OLTRAMARI, 1796  
FRARON - CEP 85.503-381  
PATO BRANCO PR